



SADA PRO THORACENTÉZU A PARACENTÉZU

UPOZORNĚNÍ NA POUŽITÍ

APLIKACE:

Používá se k odstranění odpadní kapaliny extrahované z pacienta;

- **Torakocentéza**, ke zmírnění příznaků pleurálního výtoku, v tomto případě nazývaného TORASET nebo TORAMATIC
- **Paracentéza**, za účelem odvedení peritoneální tekutiny, v tomto případě nazývané PARASET

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY:

Soupravy torakocentézy a paracentézy jsou vodotěsné systémy vyznačující se:

- Schopnost přizpůsobit se různým tloušťkám podkoží díky různým rozsahům jehel SF (14-16-19G x 55 mm nebo 80 mm), které jsou necytotoxické, netoxické pro intrakutánní nebo systémové a nesenzibilizující
- Schopnost upřednostňovat jemné a křehké tkáně díky traumatické Veressově jehle (15Gx100mm), která je biokompatibilní, necytotoxická, nedráždivá, nesenzibilizující a nezpůsobuje systémovou toxicitu
- Schopnost provést bezpečnou punkci, která minimalizuje riziko žilního traumatu díky jehle Angiocath (14Gx133mm) charakterizované katétre s termomodelovaným zkosením (triple bevel)
- Schopnost správně umístit jehlu atraumatického katétru (16G x 15 mm) díky tenkostěnnému trojitému naostřenému styletu, který se uvolňuje vnitřně i zevně ve správné vzdálenosti mezi řezem jehly a začátkem katétru
- Schopnost proudit tekutinou systémem z peritoneální nebo pleurální dutiny do injekční stříkačky a sběrného vaku přes 3cestné uzavírací kohouty nebo Y-konektor (3cestný)
- Schopnost zabránit zpětnému toku nasáté kapaliny směrem ke stříkačce a jehle pomocí zpětných ventilů umístěných na úrovni hadičky
- Schopnost zajistit nepřerušovaný průchod tekutiny do stříkačky a do sběrného vaku
- Schopnost sbírat tekutinu a odměřovat ji přes sběrné vaky a zabránit zpětnému toku této tekutiny z vaku do hadičky

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal.
2. Pomocí standardních diagnostických metod, jako je perkuse, radiologie nebo ultrazvuk, určete umístění pleurálního výboje nebo dutiny, která má být léčena.
3. Místo pro zavedení jehly by mělo být zvoleno tak, aby se zabránilo vaskulárním a nervovým strukturám ležícím v mezižebním prostoru přiléhajícím ke spodnímu okraji žebra (u torakocentézy) nebo pod kůží (u paracentézy).
4. Vydezinfikujte příslušnou část pokožky.
5. Je možné aplikovat lokální anestetikum pod kůži.

MODEL TORASET – PARASET

1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal.
2. Nasaďte si pár sterilních rukavic (nejsou součástí dodávky).
3. Zajistěte sterilní místo, na které umístíte součásti obsažené v sadě.
4. Odstraňte ochranný kryt z jehly
5. Zaveďte jehlu a ujistěte se, že jste dosáhli požadované dutiny. Pokud neproniknete do požadované hloubky, je vhodné jehlu vytáhnout a zkontrolovat místo nalití pomocí diagnostických metod (pro použití jehly s kanylou je nutné, aby byla po zavedení vnitřní kovová kanyla extrahována).
6. Připojte jehlu k nástavci a stříkačce k trojcestnému kohoutu.
7. Umístěte uzavírací kohout tak, aby byl zajištěn přímý tok sání jehlou-stříkačka pomocí praktických označení vyražených na uzavíracím kohoutu.
8. Proveďte odsávání
9. Když je stříkačka plná, nasměrujte ventil tak, aby stříkačka - vak protékal, poté vypusťte kapalinu, která půjde přímo do sběrného vaku.
10. V případě potřeby opakujte odsávání několikrát

TORAMATICKÝ MODEL (vybavený jednocestnými ventily)

1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal.
2. Nasaďte si pár sterilních rukavic (nejsou součástí dodávky).
3. Zajistěte sterilní místo, na které umístíte součásti obsažené v sadě.
4. Odstraňte ochranný kryt z jehly
5. Zaveďte jehlu a ujistěte se, že je dosaženo požadované dutiny. Pokud nedojde k proražení požadované hloubky, je vhodné jehlu vytáhnout a zkontrolovat místo odtluku pomocí diagnostických metod.
6. Připojte jehlu k nástavci a proveďte aspiraci.
7. Když je stříkačka plná, vyprázdněte ji. Kapalina půjde přímo do sběrné kapsy díky systému jednocestných ventilů.
8. V případě potřeby opakujte odsávání několikrát.

MODEL TORASET-VER, TORAMATIC-VER a PARASET-VER (vybavené jehlou Veress)

1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal.
2. Nasaďte si pár sterilních rukavic (nejsou součástí dodávky).
3. Zajistěte sterilní místo, na které umístíte součásti obsažené v sadě.
4. Odstraňte ochranný kryt z jehly
5. V případě potřeby naprogramujte pomocí zátky umístěné na vnější kanyle jehly požadovanou hloubku průniku (referenční zářezy jsou od sebe vzdáleny 1 cm).
6. Vložte jehlu do požadované dutiny dbejte na to, aby se vnitřní kanyla zcela posunula zpět, kontrolou polohy pomocí červeného indikátoru umístěného na průhledném spoji. Když se

červený indikátor vrátí do výchozí polohy, vnitřní kanyla byla uvolněna a je v pracovní poloze (v dutině).

7. Připojte stříkačku k třicestnému kohoutu (u modelů TORASET a PARASET), zatímco u modelů TORAMATIC je stříkačka již připojena.
8. Proveďte odsávání, jak je uvedeno u dvou modelů TORASET - PARASET a TORAMATIC.
9. V případě potřeby opakujte odsávání několikrát.

NÁHRADNÍ SÁČEK PRO MODEL Y TORASET A PARASET

1. Umístěte uzavírací kohout tak, aby byl zajištěn přímý tok sání jehlou-stříkačka pomocí praktických označení vyražených na uzavíracím kohoutu.
2. Odpojte použitý sáček od kohoutu přes Luerovu přípojku.
3. Připojte náhradní sáček ve stejné poloze a pokračujte v sacím postupu, jak je uvedeno u dvou modelů TORASET – PARASET a TORAMATIC

VAROVÁNÍ:

- Použití vyhrazeno pro kvalifikované zdravotnické pracovníky. BioService Tunisie odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené pacientovi v případě nesprávného použití zařízení, nesprávného použití nebo v případě použití osobami, které nemají požadovanou kvalifikaci.
- Před otevřením je nutná vizuální kontrola neporušenosti obalu.
- Při manipulaci s přístrojem vždy používejte aseptickou techniku a dobrou přípravu pokožky, abyste snížili riziko infekce.
- Vždy zkontrolujte správné připojení jehly a stříkačky.
- Nepoužívejte zařízení k trvalému odvodnění. Zlikvidujte ihned po terapeutické torakocentéze nebo paracentéze.
- Vak nepoužívejte na infuze.
- Nasátou kapalinu pod žádnou záminkou nevracejte zpět.
- Nepokoušejte se naplnit kapsu nad maximální kapacitu.
- Ujistěte se, že sonda umožňuje rovnoměrný průtok kapaliny.
- Nepokládejte tašku na zem, protože to je jisté riziko infekce a špatné funkce zařízení.
- Před zahájením by měl být pacient informován o průběhu výkonu a možných rizicích.
- Sterilizováno ETO; Sterilizace je zaručena za předpokladu, že obal je neporušený.
- Nesterilizujte znovu
- Jednorázový zdravotnický prostředek, jeden pacient, opakované použití může způsobit infekci jak pro pacienta, tak pro uživatele prostředku.
- Nepyrogní
- Datum expirace: 5 let s obalem v dobrém stavu a uchovaným za normálních skladovacích podmínek (Uchovávejte v obalu na chladném a suchém místě.). Vyvarujte se vystavení světlu a vysokým teplotám. Teplota by měla být mezi 5°C a 40°C.
- Pro bezpečnost personálu, pokud to vyžadují předpisy nemocnice nebo oddělení, může být nutné používat sterilní rukavice, masky a ochranné brýle (Upozornění: toto příslušenství není součástí dodávky přístroje).
- Nasazování tobolek zpět na jehly by mělo být považováno za nebezpečnou operaci. Perkutánní injekce kontaminovanými jehlami může způsobit závažná onemocnění, jako je hepatitida, AIDS nebo jiná infekční onemocnění. Pokud se píchnete kontaminovanou jehlou, okamžitě to nahláste sestře a dodržujte stanovené postupy.
- Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s prostředkem, by měla být oznámena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.
- Po použití zařízení zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.
- Toto zařízení nepoužívejte pro předčasně narozené děti, kojence, novorozence a děti do 10 kg.

INFORMACE O VÝROBCI:

- První uvedení na trh: 2014
- Kód a datum revize: 8450590000 rev 04 z 10/2022
- Číslo certifikačního orgánu CE 0459

