



MĚŘÍCÍ SYSTÉM HODINOVÉ DIURÉZY - MISURO™ NÁVOD K POUŽITÍ

APLIKACE:

Slouží k měření množství moči hospitalizovaného pacienta za stanovený čas.

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY:

Systém měření hodinová diuréza « Misuro™ » se vyznačuje tím:

- Jeho schopnost změřit množství moči pacienta ve stanoveném čase díky přesnosti dílků měřící stupnice s přesností měření cca 3ml.
- Jeho schopnost vizualizovat kvalitu moči díky průhledné barvě urometru Misuro™ na bílém pozadí a rozdělení do 4 oddílů.
- Jeho vysoká a plynulá drenážní kapacita díky hladkým vnitřním stěnám trubek.
- Jeho schopnost chránit před retrográdní kontaminací a infekcemi díky přítomnosti zpětných ventilů a odběrového místa.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal.
2. Upevněte zařízení na pravou nebo levou stranu lůžka pomocí pásků k tomu určených nebo pomocí speciálního háčku, pokud je součástí balení, který je nutné nejprve zaháknout za madlo zařízení. Fixace vaku by neměla být provedena ve vyšší poloze, než je močový měchýř pacienta.
3. Nasadte si pár jednorázových rukavic (nejsou součástí dodávky).
4. Odstraňte ochranný kryt z kónického konce katétru a připojte jej k urologickému katétru (není součástí dodávky), který je již zaveden do pacienta, přičemž dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci.
5. Odstraňte rukavice a zlikvidujte je.
6. Ujistěte se, že sondou ①, jakmile je umístěn, umožňuje pravidelný tok moči, k tomu použijte příchytku (pokud je k dispozici).
7. Použitím kapesních modelů s uzavíracími zařízeními na drenážní sondě (např. svorka, hadicová svorka ③) je možné provádět gymnastiku močového měchýře.

JAK PROVÁDĚT ODBĚR MOČI:

1. Informujte pacienta, upněte drenážní hadičku nad odběrovým místem.
2. Důkladně si umyjte ruce a nasadte si jednorázové rukavice (nejsou součástí dodávky).
3. Dezinfikujte odběrové místo:
Vložte injekční stříkačku (není součástí dodávky) do bezjehlového konektoru (obr. 1-A)
Ou
Zaveďte jehlu do místa vpichu (obr. 1-B).
4. Nasajte potřebné množství moči, znovu otevřete sondou, abyste obnovili drenáž do vaku.

JAK MĚŘIT HODINOVOU DIURÉZU A VYPRAZDNĚNÍ TUHÉ SBĚRNÉ NÁDOBKY:

1. Při vertikálním umístění pevné nádoby je možné odečíst hodinovou diurézu pomocí stupnice na ní (obr. 2). Přesnost měření = 3ml
2. Chcete-li vyprázdnit obsah pevné nádoby do sběrné kapsy, otočte ji proti směru hodinových ručiček (obr. 3) a umístěte ji na zámek na opěrné rukojeti do vodorovné polohy ②.
3. Počkejte, až obsah zcela vyteče do kapsy.
4. Vraťte pevnou nádobu do svislé polohy (obr.2) tak, že ji vyhákněte ze zámků ② a otočíte ve směru hodinových ručiček.

JAK VYMĚNIT SBĚRNÝ TAŠEK:

VÝSTRAHA: Výměna sáčku musí být provedena po vyprázdnění pevné nádoby z Misuro™.

1. Důkladně si umyjte ruce a nasadte si jednorázové rukavice (nejsou součástí dodávky).
2. Umístěte nádobu do vodorovné polohy (obr. 3).
3. Zavřete upínací desku ③ a ⑧
4. Vyjměte vypouštěcí trubici, připojenou k pevné nádobě, z jejího umístění ⑤ nejprve mírným tlakem ve směru nádoby a poté tahem v opačném směru.
5. Odpojte vypouštěcí hadici kapsy od držáku hadičky rukojetí ⑥.
6. Oddělte rukojeť kapsy od jejího uložení ⑦ mírným zatlačením směrem nahoru.
7. Otevřete obal obsahující náhradní sáček.
8. Upevněte rukojeť náhradní kapsy v jejím pouzdře ⑦ mírným tlakem.
9. Upevněte hadičku náhradního sáčku do držáku ⑥ a připojte ji k pevné odměrné nádobce v poloze ⑤.
10. Vraťte pevnou nádobu do svislé polohy (obr.2) tak, že ji vyhákněte ze zámků a otočíte ve směru hodinových ručiček.

JAK VYPRAZDNIT KAPSU:

Model s vypouštěcím ventilem

1. Důkladně si umyjte ruce a nasadte si rukavice (nejsou součástí dodávky).
2. Otevřete vypouštěcí ventil a počkejte, až kapalina uvnitř vaku zcela vyteče do použitého sběrného systému (nádobu uvnitř vaku není součástí dodávky).
3. Na konci operace zavřete kohoutek a dezinfikujte jej gázou namočenou v dezinfekčním prostředku (není součástí dodávky) a vložte jej zpět do rezervní kapsy, pokud je k dispozici.
4. Po vyprázdnění nádobu umyjte a vydezinfikujte. Sundejte rukavice.

Modely bez vypouštěcího ventilu

- U sáčků bez kohoutku dodržujte postup výměny sáčku popsáný v předchozím bodě

JAK VYMĚNIT HODINOVÝ SYSTÉM MĚŘENÍ DIURÉZY MISURO™ :

1. Důkladně si umyjte ruce a nasadte si rukavice (nejsou součástí dodávky).
2. Velmi jemně oddělte vak od pacientova urologického katétru, poté nasadte ochranný kryt na zúžený konec katétru a zařízení zlikvidujte.
3. Chcete-li na pacienta aplikovat nový „Misuro™“, opakujte operace uvedené dříve v NÁVODU K POUŽITÍ.

VAROVÁNÍ:

- Použití vyhrazeno pro kvalifikované zdravotnické pracovníky. BioService Tunisia odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené pacientovi v případě nesprávného použití zařízení, nesprávného použití nebo v případě použití osobami, které nemají požadovanou kvalifikaci.
- Před otevřením je nutná vizuální kontrola neporušenosti obalu.
- Při manipulaci s přístrojem vždy používejte sterilní postup, abyste snížili riziko infekce.
- Ujistěte se, že katétr, jakmile je umístěn, umožňuje pravidelný tok moči, aby se zabránilo refluxu moči směrem k močovému měchýři.
- Nikdy neupevňujte vak během používání ve výšce vyšší, než je močový měchýř pacienta, protože pokud by k tomu došlo, došlo by k refluxu moči do močového měchýře.
- Katétr nenatahujte, protože to jistě riskuje, že bude zdrojem vnitřního poškození močové trubice.
- Nepokládejte vak na zem, když je připojen ke katétru, protože to jistě představuje riziko infekce a nesprávné funkce katétru.
- Vak nepoužívejte na infuze.
- Neplňte kapsu nad maximální kapacitu.
- Dělení na kapse je vyjádřeno v milimetrech (ml) a je přibližné.
- K „Misuro™“ lze připojit pouze náhradní sáčky vyrobené společností BioService Tunisia a speciálně navržené touto společností.
- Maximální doba použití: 15 dní. V závislosti na klinickém nastavení pacienta.
- V každém případě by o nutnosti častější výměny přístroje měl rozhodnout zdravotník.
- sterilizováno EtO; Sterilizace je zaručena za předpokladu, že obal je neporušený.
- Nesterilizujte znovu
- Jednorázový zdravotnický prostředek, jeden pacient, opakované použití může způsobit infekci jak pro pacienta, tak pro uživatele prostředku.
- Nelysozogení
- Datum expirace: 5 let s obalem v dobrém stavu a uchovaným za normálních skladovacích podmínek (Uchovávejte v obalu na chladném a suchém místě.). Vyvarujte se vystavení světlu a vysokým teplotám. Teplota by měla být mezi 5°C a 40°C.
- Pro bezpečnost personálu, pokud to vyžadují nemocniční předpisy nebo oddělení, může být nutné používat sterilní rukavice, masky a ochranné brýle (Pozor: toto příslušenství není součástí dodávky přístroje).
- Jakákoliv závažná událost, ke které dojde v souvislosti s prostředkem, by měla být oznámena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.
- Po použití zařízení zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.
- Toto zařízení nepoužívejte pro předčasně narozené děti, kojence, novorozence a děti do 10 kg.



INFORMACE O VÝROBCI:

- První uvedení na trh: 2014
- Kód a datum revize: 8450600000 rev 06 z 10/2022
- Číslo certifikačního orgánu CE 0459

