



## PERFUZOR UPOZORNĚNÍ NA VYUŽITÍ

### APLIKACE:

Používá se k odstranění odpadní kapaliny extrahované z pacienta; Slouží k připojení nádobky na kapalinu (není součástí dodávky) a zařízení připojeného k pacientovi (není součástí dodávky) a lze ji předložit;

- **Urologická irigační sada** pro podávání proplachovací tekutiny do močového měchýře pacienta urologickým katetrem nebo cystoskopem
- **Artroskopická irigační sada** pro podávání proplachovací tekutiny do pacientova kloubu přes artroskop
- **Infuzní set** pro podávání roztoků v těle pacienta
- **Transfuzní souprava** pro krevní transfuzi
- **Prodlužovací linky** pro spojení dvou nebo více stop

### VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY:

Perfuzors se vyznačují svými:

- Schopnost provádět vstříkávání kapaliny pravidelnou rychlostí po přesně stanovenou dobu díky regulátoru průtoku
- Schopnost vizualizovat průtok tekutiny/krve skrz kapací komoru
- Schopnost vstříkovat roztoky opakovaně bez úniku díky Y konektoru s injekčním bodem
- Snadná manipulace díky pružnosti trubek.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### ARTROSKOPICKÁ / UROLOGICKÁ MYCÍ SADA:

1. Důkladně si umyjte ruce a otevřete obal.
2. Nasadte si pár sterilních rukavic (nejsou součástí dodávky).
3. Uzavřete hadicové svorky (nebo váleček pro jednocestné mycí okruhy) umístěné na lince a připojte perforátor(y) k nádobě na kapalinu.
4. Naplňte sondy tak, aby v okruhu nezůstal žádný vzduch.
5. Připojte koncovku přímo ke katétru pacienta nebo cystoskopu/artroskopii a dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci. K připojení k poslední uvedené můžete použít kus sondy dodaný v balení.
6. Sundejte rukavice.
7. Otevřete svorky a nastavte průtok pomocí válečku.
8. Na konci postupu počkejte, až se sondy vyprázdní, poté uzavřete svorky a váleček.
9. Odpojte koncovku katétru od pacienta nebo cystoskopu.
10. Nasadte zpět ochranné krytky perforátorů a koncovky.

#### INFUZNÍ/TRANSFUZNÍ SADA:

1. Důkladně si umyjte ruce
2. Nasadte si pár sterilních rukavic (nejsou součástí dodávky)
3. Proveďte kožní antiseptiku
4. Vydezinfikujte pokožku pacienta
5. Nasadte si druhý pár rukavic
6. Zajistěte sterilní místo a otevřete balení
7. Propíchněte žílu. V případě potřeby přiložte turniket a místo připravte vhodným antiseptickým roztokem. Jakmile je místo připraveno, nechte jej.
8. Otevřete cukrárnu
9. Odstraňte skličidlo
10. Připojte infuzní hadičku, použijte prodlužovací hadičku (prodlužovací hadičku)
11. Umístěte sterilní průhledný obvaz zakrývající místo zavedení
12. Zajistěte katétr
13. Uvolněte infuzi
14. Upravte průtok: Často kontrolujte průtok v ml/hodinu nebo počet kapek.

#### VÝMĚNA LAHVIČKY PRO INFUZI NEBO TRANSFUZI:

1. Důkladně si umyjte ruce
2. Nasadte si pár sterilních rukavic (nejsou součástí dodávky)
3. Svěrné potrubí
4. Vyjměte infuzní jednotku a vložte ji do nového vaku s tekutinou/krví
5. Uvolněte a upravte průtok

#### VAROVÁNÍ:

- Použití vyhrazeno pro kvalifikované zdravotnické pracovníky. BioService Tunisia odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené pacientovi v případě nesprávného použití zařízení, nesprávného použití nebo v případě použití osobami, které nemají požadovanou kvalifikaci.
- Před otevřením je nutná vizuální kontrola neporušenosti obalu.
- Při manipulaci s přístrojem vždy používejte aseptickou techniku a dobrou přípravu pokožky, abyste snížili riziko infekce.
- Infuzní soupravu nezatěžujte, protože to jistě může být zdrojem vnitřního poranění.
- Před zahájením by měl být pacient informován o průběhu výkonu a možných rizicích.
- sterilizováno EtO; Sterilizace je zaručena za předpokladu, že obal je neporušený.
- Nesterilizujte znovu
- Jednorázový zdravotnický prostředek, jeden pacient, opakované použití může způsobit infekci jak pro pacienta, tak pro uživatele prostředku.
- Nepyrogenní

- Datum expirace: 5 let s obalem v dobrém stavu a uchovaným za normálních skladovacích podmínek (Uchovávejte v obalu na chladném a suchém místě.). Vyvarujte se vystavení světlu a vysokým teplotám. Teplota musí být mezi 5°C a 40°C.
- Pro bezpečnost personálu, pokud to vyžadují předpisy nemocnice nebo oddělení, může být nutné používat sterilní rukavice, masky a ochranné brýle (Upozornění: toto příslušenství není dodáváno s přístrojem.).
- Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s prostředkem, by měla být oznámena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.
- Po použití zařízení zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.
- Toto zařízení nepoužívejte pro předčasně narozené děti, kojence, novorozence a děti do 10 kg.

#### INFUZNÍ/TRANSFUZNÍ SADA

Doporučuje se vyměnit nebo vyjmout perfuzor set / transfuzér:

- Každých 24 hodin.
- Po vyhodnocení irelevantnosti účrby zařízení
- V případě lokálních nebo celkových komplikací,
- V případě znečištění, úniku nebo rozliti



#### ARTROSKOPICKÁ / UROLOGICKÁ MYCÍ SADA

- Nepoužívejte k podávání léků
- Roztok k výplachu a urologický katétr nejsou součástí výrobku

#### INFORMACE O VÝROBCI:

- První uvedení na trh: 2014
- Kód a datum revize: 8450052038 rev 04 z 10/2022
- Číslo certifikačního orgánu CE 0459



0459

