



ΚΙΤ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΕΝΤΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση υγρών υπολειμμάτων εκχυλισμάτων από τον ασθενή για :

- **Θωρακέντηση**, για μείωση των συμπτωμάτων λόγω υπεζωκοτικής έκκρισης, στην περίπτωση αυτή που ονομάζεται TORASET ή TORAMATIC
- **Παρακέντηση**, για την παροχέτευση του περιτοναϊκού υγρού, στην περίπτωση αυτή ονομάζεται PARASET

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ :

Τα kit θωρακοκέντησης και παρακέντησης είναι αδιάβροχα συστήματα που χαρακτηρίζονται από:

- Η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικά υποδερμικά πάχη χάρη στις διάφορες σειρές μετρητών βελόνας SF (14-16-19G x 55mm ή 80mm) που είναι μη κυτταροτοξικά, μη τοξικά για το ενδοδερμικό ή συστηματικό και μη ευαισθητοποιητικά
- Η ικανότητα να ευνοεί τους ευαίσθητους και εύθραυστους ιστούς χάρη στην ατραυματική βελόνα Veress (15Gx100mm) που είναι βιοσυμβατή, μη κυτταροτοξική, μη ερεθιστική, μη ευαισθητοποιητική και δεν προκαλεί συστηματική τοξικότητα
- Η ικανότητα εκτέλεσης ασφαλούς παρακέντησης που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο φλεβικού τραύματος χάρη στη βελόνα Angiocath (14Gx133mm) που χαρακτηρίζεται από έναν καθετήρα με λοξότμηση με θερμομοντέλο (τριπλή λοξότμηση)
- Η δυνατότητα σωστής τοποθέτησης της βελόνας του ατραυματικού καθετήρα (16Gx15mm) χάρη στο λεπτό τοίχωμα τριπλό ακονισμένο στυλεό που απελευθερώνεται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά στη σωστή απόσταση μεταξύ της κοπής της βελόνας και της έναρξης του καθετήρα
- Η ικανότητα ροής υγρού μέσω του συστήματος από την περιτοναϊκή ή υπεζωκοτική κοιλότητα προς τη σύριγγα και προς τον σάκο συλλογής μέσω στρόφιγγων 3 κατευθύνσεων ή συνδετήρα Y (3 κατευθύνσεων)
- Η ικανότητα αποτροπής της αντίστροφης ροής του αναρροφούμενου υγρού προς τη σύριγγα και τη βελόνα από τις βαλβίδες αντεπιστροφής που είναι τοποθετημένες στο επίπεδο του σωλήνα
- Δυνατότητα εξασφάλισης της αδιάλειπτης διέλευσης του υγρού στη σύριγγα και στον σάκο συλλογής
- Δυνατότητα συλλογής υγρού και μέτρησής του μέσω των σακουλών συλλογής και πρόληψης της αντίστροφης ροής αυτού του υγρού από τον σάκο στη σωλήνωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ :

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας και ανοίξτε τη συσκευασία.
2. Προσδιορίστε τη θέση του υπεζωκοτικού εκκρίματος ή της κοιλότητας που πρόκειται να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας τυπικές διαγνωστικές μεθόδους όπως κρούση, ακτινολογία ή υπερηχογράφημα.
3. Το σημείο όπου θα πρέπει να εισαχθεί η βελόνα θα πρέπει να επιλέγεται ώστε να αποφεύγονται οι αγγειακές και νευρικές δομές που βρίσκονται στον μεσοπλευρικό χώρο δίπλα στο κάτω άκρο των πλευρών (για θωρακοκέντηση) ή κάτω από το δέρμα (σε όψη παρακέντησης).
4. Απολυμάνετε το σχετικό τμήμα του δέρματος.
5. Είναι δυνατή η ένεση τοπικού αναισθητικού κάτω από το δέρμα.

ΜΟΝΤΕΛΑ TORASET-PARASET

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας και ανοίξτε τη συσκευασία.
2. Φορέστε ένα ζευγάρι αποστειρωμένα γάντια (δεν παρέχονται ως εξοπλισμός).
3. Παρέχετε ένα αποστειρωμένο μέρος στο οποίο θα τοποθετηθούν τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο kit.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από τη βελόνα
5. Εισάγετε τη βελόνα και βεβαιωθείτε ότι έχετε φτάσει στην επιθυμητή κοιλότητα. Εάν δεν διαισθύνετε στο επιθυμητό βάθος, συνιστάται να αφαιρέσετε τη βελόνα και να ελέγξετε τη θέση της έγκυσης χρησιμοποιώντας διαγνωστικές μεθόδους (για τη χρήση βελόνας με σωληνίσκο είναι απαραίτητο μετά την εισαγωγή, να ελεγχθεί η εσωτερική μεταλλική κάνουλα).
6. Συνδέστε τη βελόνα στην προέκταση και τη σύριγγα στο στρόφιγγα τριών κατευθύνσεων.
7. Τοποθετήστε τη στρόφιγγα ώστε να έχει άμεση ροή αναρρόφησης βελόνας-σύριγγας χρησιμοποιώντας τις πρακτικές ενδείξεις που είναι ανάγλυφες στη στρόφιγγα.
8. Εκτελέστε την αναρρόφηση
9. Όταν η σύριγγα γεμίσει, προσανατολίστε τη βαλβίδα έτσι ώστε η σύριγγα - σάκος να ρέει και, στη συνέχεια, αδειάστε το υγρό που θα μπει απευθείας στον σάκο συλλογής.
10. Εάν χρειάζεται επαναλάβετε τη λειτουργία αναρρόφησης πολλές φορές

ΜΟΝΤΕΛΟ TORAMATIC (εξοπλισμένο με βαλβίδες μόνης κατεύθυνσης)

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας και ανοίξτε τη συσκευασία.
2. Φορέστε ένα ζευγάρι αποστειρωμένα γάντια (δεν παρέχονται ως εξοπλισμός).
3. Παρέχετε ένα αποστειρωμένο μέρος για να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα από το kit.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από τη βελόνα
5. Εισαγάγετε τη βελόνα, διασφαλίζοντας ότι έχετε φτάσει στην επιθυμητή κοιλότητα. Εάν δεν διαισθύνετε το επιθυμητό βάθος, συνιστάται να αφαιρέσετε τη βελόνα και να ελέγξετε τη θέση της έγκυσης χρησιμοποιώντας διαγνωστικές μεθόδους.
6. Συνδέστε τη βελόνα στην προέκταση και πραγματοποιήστε αναρρόφηση.
7. Όταν η σύριγγα γεμίσει, αδειάστε την. Το υγρό θα μπει απευθείας στην τσέπη συλλογής χάρη σε ένα σύστημα βαλβίδων μόνης κατεύθυνσης.
8. Εάν χρειάζεται επαναλάβετε τη λειτουργία αναρρόφησης πολλές φορές.

ΜΟΝΤΕΛΑ TORASET-VER, TORAMATIC-VER και PARASET-VER (εξοπλισμένα με βελόνα Veress)

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας και ανοίξτε τη συσκευασία.
2. Φορέστε ένα ζευγάρι αποστειρωμένα γάντια (δεν παρέχονται ως εξοπλισμός).
3. Παρέχετε ένα αποστειρωμένο μέρος για να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα από το kit.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από τη βελόνα
5. Εάν είναι απαραίτητο, προγραμματίστε χρησιμοποιώντας το πώμα, που βρίσκεται στην εξωτερική κάνουλα της βελόνας, το επιθυμητό βάθος διείσδυσης (οι εγκοπές αναφοράς απέχουν 1 cm μεταξύ τους).
6. Εισαγάγετε τη βελόνα στην επιθυμητή κοιλότητα, προσέχοντας να ανασυρθεί εντελώς η εσωτερική κάνουλα, ελέγχοντας τη θέση με τη βοήθεια της κόκκινης ενδείξης που βρίσκεται στον διαφανή σύνδεσμο. Όταν η κόκκινη ένδειξη επιστρέψει στην αρχική θέση, η εσωτερική κάνουλα έχει απελευθερωθεί και βρίσκεται στη θέση εργασίας (στην κοιλότητα).
7. Συνδέστε τη σύριγγα στην τριπλή στρόφιγγα (για μοντέλα TORASET και PARASET) ενώ για μοντέλα TORAMATIC η σύριγγα είναι ήδη συνδεδεμένη.
8. Εκτελέστε την αναρρόφηση όπως υποδεικνύεται για τα δύο μοντέλα TORASET - PARASET και TORAMATIC.
9. Εάν χρειάζεται επαναλάβετε τη λειτουργία αναρρόφησης πολλές φορές.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TORASET ΚΑΙ PARASET

1. Τοποθετήστε τη στρόφιγγα ώστε να έχει άμεση ροή αναρρόφησης βελόνας-σύριγγας χρησιμοποιώντας τις πρακτικές ενδείξεις που είναι ανάγλυφες στη στρόφιγγα.
2. Αποσυνδέστε τη χρησιμοποιημένη τσάντα από τη στρόφιγγα μέσω της σύνδεσης Luer.
3. Συνδέστε την εφεδρική τσάντα στην ίδια θέση και συνεχίστε τη διαδικασία αναρρόφησης όπως υποδεικνύεται για τα δύο μοντέλα TORASET - PARASET και TORAMATIC

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

- Η χρήση προορίζεται για ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Η BioService Tunisie αρνείται κάθε ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται στον ασθενή σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της συσκευής, κακής χρήσης ή σε περίπτωση χρήσης από άτομα που δεν διατίθενται να απαιτούμενα προσόντα.
- Είναι απαραίτητος ο οπτικός έλεγχος της ακεραιότητας της συσκευασίας πριν από το άνοιγμα.
- Όταν χειρίζεστε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε πάντα άσηπτη τεχνική και καλή προετοιμασία του δέρματος για να μειώσετε τον κίνδυνο μόλυνσης.
- Ελέγχετε πάντα τη σωστή σύνδεση της βελόνας και της σύριγγας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μόνιμη αποστράγγιση. Απορρίψτε αμέσως μετά τη θεραπευτική διαδικασία θωρακοκέντησης ή παρακέντησης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σακούλα για εγχύσεις.
- Μην επιστρέψετε με κανένα πρόσχημα το αναρροφόμενο υγρό.
- Μην προσπαθήσετε να γεμίσετε την τσέπη πέρα από τη μέγιστη χωρητικότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας επιτρέπει την ομοιόμορφη ροή του υγρού.
- Μην ακουμπάτε τη σακούλα στο έδαφος, καθώς αυτό αποτελεί σίγουρα κίνδυνο μόλυνσης και δυσλειτουργίας της συσκευής.
- Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για την πορεία της διαδικασίας και τους πιθανούς κινδύνους πριν από την έναρξη.
- ΕτοΟ αποστειρωμένο; Η αποστείρωση είναι εγγυημένη με την προϋπόθεση ότι η συσκευασία είναι άθικτη.
- Μην αποστειρώνετε ξανά
- Ιατρική συσκευή μίας χρήσης, μεμονωμένος ασθενής, επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις είτε στον ασθενή είτε στον χρήστη της συσκευής.
- Μη πυρετογόνο
- Ημερομηνία λήξης: 5 χρόνια με τη συσκευασία σε καλή κατάσταση και φυλαγμένη σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης (Διατηρείται στη συσκευασία της σε δροσερό, ξηρό μέρος.). Αποφύγετε την έκθεση στο φως και τις υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
- Για την ασφάλεια του προσωπικού, όταν απαιτείται από τους κανονισμούς του νοσοκομείου ή από το τμήμα, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αποστειρωμένα γάντια, μάσκες και προστατευτικά γυαλιά (Προσοχή: αυτά τα αξεσουάρ δεν παρέχονται με τη συσκευή).
- Η επαναφορά των καψουλών στις βελόνες θα πρέπει να θεωρείται επικίνδυνη επέμβαση. Η διαδερμική ένεση με μολυσμένες βελόνες μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες όπως ηπατίτιδα, AIDS ή άλλες μολυσματικές ασθένειες. Εάν τρυπήσετε τον εαυτό σας με μια μολυσμένη βελόνα, αναφέρετε το αμέσως σε μια νοσοκόμα και ακολουθήστε τις καθιερωμένες διαδικασίες.
- Κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να κοινοποιείται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
- Απορρίψτε τη συσκευή μετά τη χρήση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για πρόωρα μωρά, βρέφη, νεογνά και παιδιά κάτω των 10 κιλών.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

- Πρώτη κυκλοφορία στην αγορά: 2014
- Κωδικός και ημερομηνία αναθεώρησης: 8450590000 rev 04 of 10/2022
- Αριθμός φορέα πιστοποίησης CE 0459

