



BOLSA DE DRENAJE

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIÓN:

Se utiliza para recolectar orina/líquidos de desecho de un paciente y medir aproximadamente la cantidad de líquidos drenados.

CARACTERÍSTICAS EN RENDIMIENTO:

El "bolso drenaje" se caracteriza por:

- Su alta y continua capacidad de drenaje gracias a las lisas paredes internas de los tubos.
- Su capacidad para visualizar la cantidad de orina/líquido gracias al color transparente de la bolsa superpuesta sobre un fondo blanco.
- Su capacidad de protección contra la contaminación retrógrada y las infecciones gracias a la presencia de válvulas de retención y el punto de muestreo.
- Su alta capacidad de vaciado (velocidad y fluidez) gracias a la eficiencia de la válvula de drenaje.
- Su capacidad para acoplarse a la cama del paciente y soportar el peso de la bolsa llena hasta su máxima capacidad gracias a la presencia de un sistema de sujeción.

MODO DE EMPLEO:

1. Lávese bien las manos y abra el embalaje.
2. Fije el bolsillo al lado derecho o izquierdo de la cama, usando el asa o, si está presente, usando la banda. La fijación de la bolsa debe estar a una altura que no supere la vejiga del paciente.
3. Póngase un par de guantes desechables (no incluidos).
4. Retire la cápsula de protección del extremo cónico del catéter y conéctelo al catéter urológico (no suministrado) ya introducido en el paciente, con cuidado de no contaminarlo.
5. Quítese los guantes desechables y deséchelos.
6. Asegúrese de que el catéter, una vez colocado, permita un flujo regular de orina/líquido y para ello debe utilizar la abrazadera del paño si está presente.
7. Para leer la cantidad de líquido recogido, utilice la escala aproximada de la bolsa como guía.
8. Si se utilizan modelos de bolsa que tienen dispositivos de cierre en el tubo de drenaje (por ejemplo, abrazadera, abrazadera de tubo, rodillo), es posible realizar gimnasia vesical.

CÓMO REALIZAR UNA RECOLECCIÓN DE ORINA:

Modelos con punto de muestreo:

1. Informe al paciente, sujete el catéter de drenaje sobre el sitio de punción
2. Lávese bien las manos y póngase un par de guantes desechables (no incluidos).
3. Desinfectar el punto de muestreo:
Inserte la jeringa en el conector sin aguja Fig.1-A.
Dónde
Inserte la aguja de la jeringa Fig.1-B (no suministrada) en el punto de muestreo.
4. Aspirar la cantidad requerida de orina
5. Vuelva a abrir la sonda para restaurar el drenaje al bolsillo.

Modelos sin punto de muestreo:

1. Informar al paciente.
2. Lávese bien las manos y póngase un par de guantes desechables (no incluidos).
3. Tome la muestra para los análisis, utilizando el grifo de desagüe y drene la orina en un recipiente limpio (no suministrado) con cuidado de no tocar los bordes de este último.
4. Después de la operación cerrar el grifo, desinfectarlo y volver a colocarlo en su bolsillo de reserva, si lo tiene.

CÓMO VACIAR EL BOLSILLO:

Modelo con válvula de drenaje:

1. Lávese bien las manos y póngase un par de guantes desechables (no incluidos).
2. Abra la válvula de drenaje y espere que el líquido dentro de la bolsa se drene completamente en el sistema de recolección adoptado (recipiente no suministrado).
3. Al final de la operación cerrar el grifo, desinfectarlo y volverlo a colocar en el grifo / soporte de hierro fundido de repuesto, si lo hay.

Modelos con válvula de drenaje de pistón:

1. Lávese bien las manos y póngase un par de guantes desechables (no incluidos).
2. Abra la válvula de drenaje del pistón sujetando firmemente la parte fija de este último con el dedo índice y el pulgar.
3. Con la segunda mano, tire lentamente mientras gira el pistón móvil hacia abajo hasta que llegue al final de su carrera.
4. Esperar hasta que el líquido, en el interior de la bolsa, fluya completamente hacia el sistema de recogida adoptado (recipiente no suministrado).
5. Después de la operación, cierre la válvula sujetando firmemente la parte fija y con la segunda mano, empuje lentamente hacia arriba, luego gire el pistón móvil al mismo tiempo hasta que se detenga. desinfectarlo.

Modelos sin válvula de drenaje:

1. Se laver les mains minutieusement et mettre une paire de gants à usage unique (pas fournis).
2. Détacher la poche, et, le cas échéant, la remplacer comme indiqué au point suivant
3. Vider la poche dans un récipient (pas fourni) ou dans les dispositifs de vidange appropriés en la déchirant sur la partie prédécoupée se trouvant sur le dispositif.

CÓMO REEMPLAZAR EL BOLSILLO:

1. Lávese bien las manos y póngase un par de guantes desechables (no incluidos).
2. Separe con mucho cuidado la bolsa del catéter urológico del paciente, luego vuelva a colocar la tapa protectora en el extremo cónico del catéter y deseché el dispositivo.
3. Para aplicar una bolsa nueva al paciente repetir las operaciones indicadas anteriormente en las INSTRUCCIONES DE USO.

ADVERTENCIAS :

- Uso reservado a profesionales sanitarios cualificados. BioService Tunisie declina toda responsabilidad por los daños causados al paciente en caso de uso inadecuado del dispositivo, mal uso o en caso de uso por parte de personas que no tienen las calificaciones requeridas.
- Es necesaria una verificación visual de la integridad del embalaje antes de abrirlo.
- Al manipular el dispositivo, utilice siempre un procedimiento estéril para reducir el riesgo de infección.
- Asegúrese de que la sonda, una vez colocado, permita un flujo regular de orina para evitar el reflujo de orina hacia la vejiga.
- Nunca fije la bolsa, durante su uso, a una altura superior a la vejiga del paciente porque si esto sucediera, se produciría un reflujo de orina hacia la vejiga.
- No estire el catéter ya que esto seguramente causará daño interno a la uretra.
- No deposite la bolsa en el suelo cuando esté conectada al catéter porque ciertamente existe el riesgo de infección y mal funcionamiento de este último.
- No utilice la bolsa para infusiones.
- No llene la bolsa más allá de la capacidad máxima.
- La graduación del bolsillo está expresada en milímetros (ml) y es aproximada.
- Duración máxima de uso: 15 días. Dependiendo del entorno clínico del paciente.
- Esterilizado con EtO; La esterilidad está garantizada siempre que el embalaje esté intacto.
- No vuelva a esterilizar
- Dispositivo médico de un solo uso, un solo paciente, la reutilización puede causar infecciones tanto para el paciente como para el usuario del dispositivo.
- No pirogénico
- Caducidad: 5 años con el embalaje en buen estado y conservado en condiciones normales de almacenamiento (Conservar en su embalaje en lugar fresco y seco). Evite la exposición a la luz y las altas temperaturas. La temperatura debe estar entre 5°C y 40°C.
- Por seguridad del personal, cuando lo exija la normativa del hospital o del servicio, puede ser necesario el uso de guantes estériles, mascarillas y gafas protectoras (Precaución: estos accesorios no se suministran con el dispositivo).
- El catéter urológico, los guantes desechables y la jeringa no están incluidos en el producto.
- Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto debe ser notificado al fabricante ya la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.
- Deseche el dispositivo después de su uso de acuerdo con las normas vigentes.
- No utilice este dispositivo para bebés prematuros, bebés, recién nacidos y niños que pesen menos de 10 kg.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE:

- Première mise sur le marché : 2014
- Code et date de révision : 8450570000 rév 04 du 10/2022
- Numéro de l'organisme certificateur CE 0459

Fig. 1-A



Fig. 1-B

