



PERFUSOREN GEBRAUCHSANWEISUNG

ANWENDUNG:

Wird verwendet, um den Flüssigkeitsbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten) und das Gerät mit dem Patienten (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verbinden und kann präsentiert werden;

- **Urologisches Spülset** zur Verabreichung von Spülflüssigkeit in die Blase des Patienten durch den urologischen Katheter oder das Zystoskop
- **Arthroskopisch Bewässerungs-Kit** zum Verabreichen von Spülflüssigkeit in das Gelenk des Patienten durch das Arthroskop
- **Perfusions-Kit** zur Verabreichung von Lösungen im Körper des Patienten
- **Transfusions-Kit** für Bluttransfusionen
- **Erweiterungslinien** um zwei oder mehr Spalten zu verbinden

LEISTUNGSMERKMALE:

Perfusoren zeichnen sich durch ihre aus:

- Möglichkeit, dank des Durchflussreglers eine Flüssigkeitsinjektion mit regelmäßiger Rate für einen genau festgelegten Zeitraum durchzuführen
- Möglichkeit, den Flüssigkeits-/Blutinjektionsfluss durch die Tropfkammer zu visualisieren
- Dank des Y-Anschlusses mit Injektionspunkt können Lösungen wiederholt ohne Auslaufen injiziert werden
- Einfache Handhabung durch die Flexibilität der Rohre.

BENUTZERHANDBUCH:

ARTHROSKOPISCHES / UROLOGISCHES WASCHESET:

1. Waschen Sie sich gründlich die Hände und öffnen Sie die Verpackung.
2. Ziehen Sie ein Paar sterile Handschuhe an (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Schließen Sie die Schlauchklemmen (oder die Rolle für 1-Wege-Waschkreisläufe) an der Leitung und verbinden Sie den/die Perforator(en) mit dem Flüssigkeitsbehälter.
4. Füllen Sie die Sonden, damit keine Luft im Kreislauf verbleibt.
5. Schließen Sie das Endstück direkt an den Katheter oder das Zystoskop/die Arthroskopie des Patienten an und achten Sie darauf, es nicht zu kontaminieren. Zum Anschließen an letzteres können Sie das im Lieferumfang enthaltene Sondenstück verwenden.
6. Ziehen Sie die Handschuhe aus.
7. Öffnen Sie die Klemmen und stellen Sie den Durchfluss mit der Rolle ein.
8. Am Ende des Vorgangs warten, bis die Sonden leer sind, dann die Klemmen und die Rolle schließen.
9. Trennen Sie das Katheterendstück vom Patienten oder Zystoskop.
10. Setzen Sie die Schutzkappen der Perforatoren und der Endarmatur wieder auf

INFUSIONS-/ TRANSFUSIONSSET:

1. Hände gründlich waschen
2. Ziehen Sie ein Paar sterile Handschuhe an (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Hautantiseptik durchführen
4. Desinfizieren Sie die Haut des Patienten
5. Ziehen Sie ein zweites Paar Handschuhe an
6. Stellen Sie einen sterilen Ort bereit und öffnen Sie die Verpackung
7. Punktieren die Vene. Legen Sie bei Bedarf ein Tourniquet an und bereiten Sie die Stelle mit einer geeigneten antiseptischen Lösung vor. Palpieren Sie die präparierte Stelle nicht.
8. Öffnen Sie die Konfektion
9. Spannfutter entfernen
10. Schließen Sie die Infusionsleitung an, verwenden Sie eine Verlängerungsleitung (eine Verlängerungsleitung)
11. Legen Sie einen sterilen transparenten Verband an, der die Einstichstelle bedeckt
12. Sichern Sie den Katheter
13. Lösen Sie die Infusion
14. Flussrate anpassen: Überprüfen Sie regelmäßig die Flussrate in ml/Stunde oder Anzahl der Tropfen

AUSTAUSCH DER DURCHSTECHEFLASCHE FÜR INFUSION ODER TRANSFUSION:

1. Hände gründlich waschen
2. Ziehen Sie ein Paar sterile Handschuhe an (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Schlauch klemmen
4. Entfernen Sie den Infuser und legen Sie ihn in den neuen Flüssigkeits-/Blutbeutel
5. Ausspannen und Durchfluss einstellen

WARNUNGEN:

- Die Verwendung ist qualifiziertem medizinischem Fachpersonal vorbehalten. BioService Tunisie lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die dem Patienten bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts, Missbrauch oder bei Verwendung durch Personen, die nicht über die erforderliche Qualifikation verfügen, entstehen.
- Vor dem Öffnen ist eine visuelle Überprüfung der Unversehrtheit der Verpackung erforderlich.
- Wenden Sie beim Umgang mit dem Gerät stets aseptische Verfahren und eine gute Hautvorbereitung an, um das Infektionsrisiko zu verringern.
- Überanstrengen Sie das Infusionsset nicht, da dies sicherlich eine Quelle für innere Verletzungen sein kann.
- Der Patient sollte vor Beginn über den Ablauf des Eingriffs und die möglichen Risiken aufgeklärt werden.
- EtO-sterilisiert; Bei unbeschädigter Verpackung ist die Sterilisierung gewährleistet.
- Nicht resterilisieren

- Einweg-Medizinprodukt, Einzelpatient, Wiederverwendung kann entweder beim Patienten oder beim Benutzer des Geräts Infektionen verursachen.
- Nicht pyrogen
- Verfallsdatum: 5 Jahre bei guter Verpackung und normaler Lagerung (in der Verpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren). Vermeiden Sie Lichteinwirkung und hohe Temperaturen. Die Temperatur muss zwischen 5°C und 40°C liegen.
- Zur Sicherheit des Personals kann es erforderlich sein, sterile Handschuhe, Masken und Schutzbrillen zu verwenden, wenn die Krankenhausvorschriften oder die Abteilung dies erfordern. Schutz (Achtung: Dieses Zubehör wird nicht mit dem Gerät geliefert).
- Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder der Patient niedergelassen ist.
- Entsorgen Sie das Gerät nach Gebrauch gemäß den geltenden Vorschriften.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für Frühgeborene, Säuglinge, Neugeborene und Kinder unter 10 kg.

INFUSIONS-/TRANSFUSIONSSET

Es wird empfohlen, das Infusionsset/den Transfuser zu wechseln oder zu entfernen:

- Alle 24 Stunden.
- Nach Bewertung der Irrelevanz der Wartung des Geräts,
- im Falle von lokalen oder allgemeinen Komplikationen
- Bei Verschmutzung, Auslaufen oder Verschütten



ARTHROSKOPISCHES / UROLOGISCHES WASCHESET

- Nicht zur Verabreichung von Medikamenten verwenden
- Die Spüllösung und der urologische Katheter sind nicht im Lieferumfang enthalten

HERSTELLERINFORMATIONEN:

- Erste Markteinführung: 2014
- Revisionscode und datum: 8450052038 rev 04 Vom 10/2022
- Nummer der Zertifizierungsstelle CE 0459