


TUBE PVC POUR ASPIRATION CHIRURGICALE



- Tube avec large lumen
- Léger et facile à manipuler
- Indéformable pendant l'aspiration
- Connecteurs standards



TUBE PVC POUR ASPIRATION CHIRURGICALE

Les tubes sont extrêmement mous avec un large lumen pour garantir un excellent écoulement de liquide aspiré.

Les tubes sont conçus d'une façon à empêcher les constriction lumen durant la phases de l'aspiration.

Intérieurement lisse et sans aspérités pour faciliter l'écoulement du liquide aspiré.

Extérieurement, la surface "satinée" empêche la friction indésirable pendant l'utilisation.

Le tube d'aspiration est disponible dans les versions:

- Femelle/ Femelle (cette version est équipée d'un connecteur mâle/ mâle rigide)
- Femelle/ Mâle
- Femelle/ Vacutip

1 ► Le connecteur "femelle" est flexible ce qui permet une manipulation facile de plus de 90° sans réduisant le lumen.

2 ► Le connecteur "mâle" grâce à sa rigidité, permet un raccord facile et sécurisé approprié à tout type de connecteur "femelle".

Tous les connecteurs garantissent étanchéité parfaite.

L'appareil est livré dans un double emballage stérilisé par ETO.

Sur demande spécifique du client les tubes peuvent être livrer dans un emballage non stérile.

TUBE D'ASPIRATION FEMELLE/FEMELLE CH25		
CODE	LONGUEUR	EMBALLAGE
H91510E	100 cm	50 pcs
H91515E	150 cm	50 pcs
H91518E	180 cm	50 pcs
H91520E	200 cm	50 pcs
H91522E	220 cm	50 pcs
H91525E	250 cm	50 pcs
H91527E	270 cm	40 pcs
H91530E	300 cm	40 pcs
H91535E	350 cm	30 pcs
H91537E	370 cm	30 pcs
H91540E	400 cm	30 pcs

TUBE D'ASPIRATION FEMELLE/FEMELLE CH30		
CODE	LONGUEUR	EMBALLAGE
H91380E	100 cm	50 pcs
H91385E	150 cm	50 pcs
H91388E	180 cm	50 pcs
H91390E	200 cm	50 pcs
H91392E	220 cm	50 pcs
H91395E	250 cm	40 pcs
H91397E	270 cm	40 pcs
H91400E	300 cm	40 pcs
H91405E	350 cm	30 pcs
H91407E	370 cm	30 pcs
H91410E	400 cm	30 pcs

TUBE D'ASPIRATION FEMELLE/MALE CH25		
CODE	LONGUEUR	EMBALLAGE
H91270E	200 cm	50 pcs
H91280E	300 cm	40 pcs

TUBE D'ASPIRATION FEMELLE/MALE CH30		
CODE	LONGUEUR	EMBALLAGE
H91330E	200 cm	50 pcs
H91340E	300 cm	40 pcs

TUBE D'ASPIRATION FEMELLE/VACUTIP CH25		
CODE	LONGUEUR	EMBALLAGE
H91770E	200 cm	50 pcs
H91780E	300 cm	40 pcs

TUBE D'ASPIRATION FEMELLE/VACUTIP CH30		
CODE	LONGUEUR	EMBALLAGE
H91810E	200 cm	50 pcs
H91820E	300 cm	40 pcs

TUBE NON STÉRILE SUR LA BOBINE

Le tube sur la bobine donne les opérateurs une grande polyvalence et d'économie dans le montage de circuits personnalisés.

L'emballage de distribution protège convenablement la bobine.

Tube non stérile sur la bobine			
CODE	DAIMETRE TUBE	LONGUEUR	EMBALLAGE
H93005N	8 X 12 mm	50 m	2 bobines
H93006N	10 X 14 mm	40 m	2 bobines

