




TUBI IN PVC PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA



- Tubo con ampio lum
- Leggero e maneggevole
- Indefornabile durante l'aspirazione
- Raccordi di connessione standard



TUBI PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA



I tubi di aspirazione possiedono elevata morbidezza e sono dotati di ampino lumer per arantire un ottimo passaggio dell'aspirato.

Il tubo è stato progettato on modo da evitare restringimenti del lume durante le fasi di aspirazione.

Internamente liscio e privo di asperita per facilitare il passaggio dell'aspirato. Esternamente la superficie satinata evita attriti indesiderati durante l'utolizzo.

Il tubo di asoiazione é disponibile nelle versioni :

- Femmina/femmina (questa versione é dotata di raccordo rigiolo Maschino)
- Femmina/Maschio
- Femmina/Vacutip

1 ► Il raccordo « Femmina » possiede una geometria a soffietto che permette una facile manovrabilita e piegature oltre i 90° senza ridurre il lume di passaggio.

2 ► Il raccordo « Maschio » grazie alla sura rigidita inserimento su qualsiasi tipo di raccordo « Femmina » morbido

Tutti i raccordi di connessione garantiscono una perfetta tetuna.

Il dispositivo é fornito in doppia confezione sterile ETO.

Su specifica richiesta del cliente i tubi possono essere forniti in versione non sterille.

| TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/FEMMINA CH25 | | |
|---|--------|--------|
| H91510E | 100 cm | 50 pz. |
| H91515E | 150 cm | 50 pz. |
| H91518E | 180 cm | 50 pz. |
| H91520E | 200 cm | 50 pz. |
| H91522E | 220 cm | 50 pz. |
| H91525E | 250 cm | 50 pz. |
| H91527E | 270 cm | 40 pz. |
| H91530E | 300 cm | 40 pz. |
| H91535E | 350 cm | 30 pz. |
| H91537E | 370 cm | 30 pz. |
| H91540E | 400 cm | 30 pz. |

| TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/FEMMINA CH30 | | |
|---|--------|--------|
| H91380E | 100 cm | 50 pz. |
| H91385E | 150 cm | 50 pz. |
| H91388E | 180 cm | 50 pz. |
| H91390E | 200 cm | 50 pz. |
| H91392E | 220 cm | 50 pz. |
| H91395E | 250 cm | 40 pz. |
| H91397E | 270 cm | 40 pz. |
| H91400E | 300 cm | 40 pz. |
| H91405E | 350 cm | 30 pz. |
| H91407E | 370 cm | 30 pz. |
| H91410E | 400 cm | 30 pz. |

| TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/MASCHIO CH25 | | |
|---|-----------|------------|
| CODICE | LUNGHEZZA | CONFEZIONE |
| H91270E | 200 cm | 50 pz. |
| H91280E | 300 cm | 40 pz. |

| TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/MASCHIO CH30 | | |
|---|-----------|------------|
| CODICE | LUNGHEZZA | CONFEZIONE |
| H91330E | 200 cm | 50 pz. |
| H91340E | 300 cm | 40 pz. |

| TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/VACUTIP CH25 | | |
|---|-----------|------------|
| CODICE | LUNGHEZZA | CONFEZIONE |
| H91770E | 200 cm | 50 pz. |
| H91780E | 300 cm | 40 pz. |

| TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/MASCHIO CH30 | | |
|---|-----------|------------|
| CODICE | LUNGHEZZA | CONFEZIONE |
| H91810E | 200 cm | 50 pz. |
| H91820E | 300 cm | 40 pz. |

TUBO IN PVC NON STERILE IN BOBINA

Il tubo in bobina permette agli operatori una grande versatilia ed economicita nell'assemblare circuiti personalizzati.

La confezione dispenser protégé opportunamente la bobina.

| TUBO IN PVC NON STERILE IN BOBINA | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------|
| CODICE | DIAMETRO TUBO | LUNGHEZZA BOBINA | CONFEZIONE |
| H93005N | 8 X 12 mm | 50 m | 2 bobine |
| H93006N | 10 X 14 mm | 40 m | 2 bobine |