


# COMBISET POUR CATHÉTÉRISME VÉSICAL



- Contenu et disposition personnalisable
- Disponible en blister rigide



# COMBISET POUR CATHÉTÉRISME VÉSICAL

## COMBISET POUR CATHÉTÉRISME VÉSICAL

La pratique de "COMBISET" facilite la technique de cathétérisme vésical car il contient tout le nécessaire pour l'exécution de cette procédure (le cathéter urologique n'est pas fourni dans le kit).

La séquence dans laquelle les composants sont présents dans le kit permet l'exécution aseptique, ce qui minimise le risque d'infection aussi facilement induite dans la procédure de cathétérisme.

Le désinfectant à dose unique est l'agent exclusif grâce au qu'elle Bioservice est un autorisé distributeur et il maintient son efficacité bactéricide après stérilisation.

Certaines versions ont également une poche de drainage en circuit fermé qui peut être relié au cathéter immédiatement après cathétérisme.

Tous les modèles peuvent également être livrés dans un emballage rigide qui peut être utilisé comme conteneur pour les composants.

Le dispositif est disponible en différentes configuration standard ou est personnalisable en fonction des besoins du client.

L'appareil est livré dans un emballage stérilisé ETO.



### CONFIGURATION STANDARD

| CODE    | MODELE           | COMPOSITION  | EMBALLAGE |
|---------|------------------|--|-----------|
| H92300E | COMBISET 1       | 1 Drap TNT<br>1 Drap TNT fenêtré avec découpe<br>2 paires gants vinyle, 2 toiles de 8 plis<br>3 Compresses rondes, désinfectant monodose.<br>1 Seringue avec gel stérile en sachet, 1 seringue avec eau distillée stérile<br>1 Pince, 1 sac de déchet<br>1 Plateau | 20 pcs    |
| H92320E | COMBISET 2       | Contenu de "COMBISET" 1 + sac modèle EXEL 2000-110 dans un sac transparent   | 15 pcs    |
| H92350E | COMBISET 3       | Contenu de "COMBISET" 1 + sac modèle EXEL 2500-110 dans un sac transparent   | 15 pcs    |
| H92311E | COMBISET 1 RIGID | 1 Drap TNT<br>1 Drap TNT fenêtré avec découpe<br>2 paires gants vinyle, 2 toiles de 8 plis<br>3 Compresses rondes, désinfectant monodose.<br>1 Seringue avec gel stérile en sachet, 1 seringue avec eau distillée stérile<br>1 Pince, 1 sac de déchet              | 20 pcs    |

Le conditionnement individuel de l'appareil se compose d'un plateau rigide qui peut être utilisé comme conteneur pour les composants.

### ACCESSOIRES DE CATHÉTÉRISME

Seringues graduées contenant du gel de lubrifiant (biocompatible), de l'eau, ou de l'eau et de glycérine peuvent être achetés séparément comme accessoires de cathétérisme.

Les seringues sont fournis dans un emballage individuel stérilisé par ETO.

### SERINGUES

| CODE    | CAPACITE           | CONTENUS                         | EMBALLAGE |
|---------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| H92301E | SERINGUES DE 10 CC | GEL LUBRIFIANT                   | 50 pcs    |
| H92302E | SERINGUES DE 10 CC | EAU DISTILLEE                    | 50 pcs    |
| H92303E | SERINGUES DE 10 CC | EAU DISTILLEE AVEC 10% GLYCERINE | 50 pcs    |
| H92309E | SERINGUES DE 5 CC  | GEL LUBRIFIANT                   | 50 pcs    |
| H92310E | SERINGUES DE 5 CC  | EAU DISTILLEE                    | 50 pcs    |
| H92307E | SERINGUES DE 5 CC  | EAU DISTILLEE AVEC 10% GLYCERINE | 50 pcs    |