


SET PER CATATERISMO VESCICALE COMBISET



- Contenuto e disposizione personalizzabili
- Disponibile anche in blister rigido



SET PER CATATERISMO VESCICALE COMBISET

SET PER CATATERISMO VESCICALE COMBISET

La praticità di "COMBISET" facilita la tecnica di cateterizzazione vescivale in quanto dispone di tutto il necessario per tale procedura (il catetere urologico non è in dotazione al kit).

La sequenza dei componenti all'interno del kit permette una esecuzione asettica minimizzando il rischio di infezioni facilmente indotte nel procedimento di cateterizzazione.

Il disinfettante monodose è specialità medicinale di cui Bioservice è distributore autorizzato e mantiene la sua efficacia battericida anche dopo la sterilizzazione.

In alcune versioni è presente anche una sacca di drenaggio a circuito chiuso che può essere collegata al catetere immediatamente dopo la cateterizzazione.

Tutti i modelli possono essere forniti anche in confezione rigida che è utilizzabile come contenitore per i componenti .

Il dispositivo è disponibile in diverse configurazioni standard o comunque personalizzabili in base alle necessità del cliente.

Il dispositivo è fornito in confezione sterile ETO.

Il contenuto del set non subisce alterazioni dopo la sterilizzazione.



CONFIGURAZIONI STANDARD

CODICE	MODELLO	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
H92300E	COMBISET 1	1 telo in TNT, 1 telo in TNT fenestrato con taglio, 2 paia di guanti in vinile, 2 garze a 8 strati, 3 tamponi di garza, 1 disinfettante monodose, 1 siringa di gel lubrificante, 1 siringa di acqua distillata, 1 pinza, 1 sacchetto portarifiuti, 1 vaschetta di contenimento	20 pz.
H92320E	COMBISET 2	contenuto del "COMBISET 1" + sacca modello EXEL 2000-110 in busta trasparente	15 pz.
H92350E	COMBISET 3	contenuto del "COMBISET 1" + sacca modello EXEL 2500-110 in busta trasparente	15 pz.
H92311E	COMBISET 1 RIGIDO	1 telo in TNT, 1 telo in TNT fenestrato con taglio, 2 paia di guanti in vinile, 2 garze a 8 strati, 3 tamponi di garza, 1 disinfettante monodose, 1 siringa di gel lubrificante, 1 siringa di acqua distillata, 1 pinza, 1 sacchetto portarifiuti	20 pz.

La confezione singola del dispositivo è costituita da una vaschetta rigida utilizzabile come contenitore per i componenti

ACCESSORI PER LA CATETERIZZAZIONE

Siringhe graduate contenente gel lubrificante (biocompatibile).

Acqua distillata e glicerina possono essere vendute separatamente come accessori per la cateterizzazione. Le siringhe sono fornite in confezione singola sterile ETO

SIRINGHE

CODICE	MODELLO	CONTENUTO	CONFEZIONE
H92301E	Siringa da 10 cc	GEL LUBRIFICANTE	50 pz.
H92302E	Siringa da 10 cc	ACQUA DISTILLATA	50 pz.
H92303E	Siringa da 10 cc	ACQUA DISTILLATA CON 10% DI GLICERINA	50 pz.
H92309E	Siringa da 5 cc	GEL LUBRIFICANTE	50 pz.
H92310E	Siringa da 5 cc	ACQUA DISTILLATA	50 pz.
H92307E	Siringa da 5 cc	ACQUA DISTILLATA CON 10% DI GLICERINA	50 pz.